


Destaponadora automática de tubos de vacío, Pluggo Universal



Retirada cómoda y segura de las tapas originales de tubos de extracción de sangre de vacío por presión, compatible con todas las marcas de tubos del mercado, admite volúmenes de 5 ml, 7 ml, 7 ml largos y 10 ml. Hasta 800 tubos/hora.

[embed]<https://youtu.be/LBkn7SKc-y0>[/embed]

Pluggo Universal está diseñada para la retirada cómoda y segura de las tapas originales de tubos de extracción de sangre por vacío siempre que no sean a rosca.

Es compatible con tubos de 5 ml, 7 ml, 7 ml largos y 10 ml manipulando carruseles distintos.

Pluggo Universal incluye 2 carruseles testados de fábrica para todo tipo de marcas de tubos.

Las tapas retiradas son conducidas a un tubo de expulsión que a su vez se puede conectar a una bolsa de desechos biológicos.

La zona de trabajo se mantiene aislada con una tapa acrílica para dotar al proceso de completa seguridad.

Certificaciones

La destaponadora Pluggo Universal cumple con lo dispuesto en las siguientes directivas:

- Directiva de máquinas 2006/42 / EG.
- Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EG.
- Directiva EMC 2014/30 / EG.
- RoHS 2011/65

y con referencia a las siguientes normas armonizadas:

- EN 12100: 2010 - Seguridad de la maquinaria.
- EN 61010 y EN 61010-2-081 - Seguridad eléctrica.
- EN 60000-6-3 y EN 55022 Clase B - Requisitos de EMC

Igualmente declaramos que el producto cumple con la directiva de baterías 2006/66 / EC

*Este producto no contiene látex ni ftalatos.

SKU: 96-00-4480

Categories: Instrumentación, Preamanalítica