

Dispositivo automatizado para frotis de sangre RAL SmearBox



Dispositivo automatizado de muestreo de viales cerrados para frotis de sangre para laboratorios con pequeñas cargas de trabajo. Evita todo contacto directo entre el usuario y la muestra de sangre.

Marca: Sysmex

El RAL SmearBox es un dispositivo automatizado de muestreo de viales cerrados para frotis de sangre. Es un dispositivo compacto independiente que ofrece una solución adecuada para laboratorios con pequeñas cargas de trabajo. La sangre se homogeneiza mediante la rotación suave del tubo de muestra y luego se utiliza una cuchilla esparcidora desechable para la aspiración de sangre y la preparación del frotis de sangre. El RAL SmearBox evita todo contacto directo entre el usuario y la muestra de sangre.

Características

- Dispositivo de muestreo automatizado para frotis de sangre
- Los riesgos biológicos se reducen mediante el muestreo de frascos cerrados
- Homogeneizar la sangre mediante la suave rotación del tubo de muestra.
- Cero arrastre de puntas de aspiración y untado desechables
- Las células se distribuyen uniformemente en todos los frotis

Flujo de trabajo de difamación

El RAL SmearBox es parte del concepto Smear Workflow, que optimiza la preparación de frotis de sangre periférica para la morfología digital automatizada. Ofrece una solución adecuada para pequeñas cargas de trabajo o laboratorios satélite conectados a laboratorios u hospitales más grandes. El flujo de trabajo de Smear comprende RAL SmearBox y RAL StainBox con reactivos sin

metanol, combinados con CellaVision[®] DC-1. El concepto cubre a la perfección todo el flujo de trabajo de hematología para que pueda proporcionar resultados con una alta calidad constante.

Especificaciones Técnicas

Dimensiones en mm (An x Pr x Al)	235 x 238 x 230 mm
Peso	2,2 kilogramos
Modos de operación	Agitación, untar, agitar y untar
Capacidad	1 diapositiva
preparación	60 segundos
Esparcidores de diapositivas	Paquete de 48 esparcidores
Diapositivas compatibles	Diapositivas Sysmex SP

SKU: ral-smearbox

Categories: Instrumentación General, Otra Instrumentación