

Dispositivo de Filtración 0,22 µm CA, estéril

60,27€ I.V.A. no incluido



Cafetera de filtración para vacío con membrana de 0,22 μm CA. Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes de 150 a 1000 μm

Cafetera de filtración para vacío con membrana de poro 0,22 μm . Su filtro de membrana CA hidrófilo y de alto rendimiento, con estructura de poro uniforme. Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes. Las cafeteras de filtración se fabrican en 4 volúmenes diferentes desde 150 a 1000 μm .

Ligera y de construcción sólida.

Graduación grabada para facilitar su uso.

Paredes laterales de diseño ergonómico, fácil manejo.

Estériles y apirógenos.

SKU: FCA206250

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología