

DISPOSITIVO DE FILTRACIÓN 0,22 MM CA, ESTÉRIL

60,27€ I.V.A. no incluido



Cafetera de filtración para vacío con membrana de 0,22 μ m CA. Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes de 150 a 1000 μ m

SKU: FCA206250

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cafetera de filtración para vacío con membrana de poro 0,22 µm. Su filtro de membrana CA hidrófilo y de alto rendimiento, con estructura de poro uniforme.

Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes.

Las cafeteras de filtración se fabrican en 4 volúmenes diferentes desde 150 a 1000 µm.

Ligera y de construcción sólida.

Graduación grabada para facilitar su uso.

Paredes laterales de diseño ergonómico, fácil manejo.

Estériles y apirógenos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

PRESENTACIÓN

Presentación: Presentación en cajas de 12 unidades

Unidades: 250 ml (ø50)