

Dispositivo de Filtración 0,22 µm PES, estéril

53,46€ - 120,55€ Rango de precios: desde 53,46€ hasta 120,55€
I.V.A. no incluido



Cafetera de filtración para vacío con membrana de 0,22 µm PES. Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes de 150 a 1000 µm

Cafetera de filtración para vacío con membrana de 0,22 µm. Su filtro PES (polietersulfona) es útil para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc. con una tasa de flujo más rápida que el PVDF.

Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes.

Se fabrican en 4 volúmenes diferentes desde 150 a 1000 µm.

Ligero y de construcción sólida.

Graduación grabada para facilitar su uso.

Paredes laterales de diseño ergonómico, fácil manejo.

Estériles y apirógenos.

SKU: FPE204000

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología