

Dispositivo de Filtración 0,22 μm PVDF, estéril

61,56€ I.V.A. no incluido



Cafetera de filtración para vacío con membrana de 0,22 μm PVDF. Perfecta para la separación y purificación de muestras de volumen hasta 500 ml.

Cafetera de filtración para vacío con membrana de poro 0,22 μm y 500 ml. Su filtro de membrana PVDF es útil para aplicación universal en procedimientos analíticos, filtración química o filtración de bebidas.

Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes.

Se fabrican en 4 volúmenes diferentes desde 150 a 1000 μm .

Ligero y de construcción sólida.

Graduación grabada para facilitar su uso.

Paredes laterales de diseño ergonómico, fácil manejo.

Estériles y apirógenos.

SKU: FPV203500

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología