

Dispositivo de Filtración 0,45 µm PVDF, estéril

98,75€ I.V.A. no incluido



Cafetera de filtración para vacío con membrana de 0,45 µm PVDF. Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes. Capacidad 500 ml

Cafetera de filtración para vacío con membrana de poro 0,45 µm. Su filtro de membrana PVDF es útil para aplicación universal en procedimientos analíticos, filtración química o filtración de bebidas.

Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes. Volumen 500 ml

Ligero y de construcción sólida.

Graduación grabada para facilitar su uso.

Paredes laterales de diseño ergonómico, fácil manejo.

Estériles y apirógenos.

SKU: FPV403500

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología