

Escáner digital Motic EasyScan One, 1 porta



Escáner Compacto de sobremesa para digitalización de imágenes de portaobjetos. Modelo con capacidad de escaneo de 1 portaobjeto (cristal), con aumentos 10, 20 y

40X, con Autoenfoco continuo, Visor DSAssistant y Software de Escaneo "EasyScanner".

Escáner Compacto de sobremesa para digitalización de imágenes de portaobjetos. Modelo con capacidad de escaneo de 1 portaobjeto (cristal), con aumentos 10, 20 y 40X, con Autoenfoco continuo, Visor DSAssistant y Software de Escaneo "EasyScanner".

Función de captura Z-stacking, de especial interés para Citologías Líquidas.

Herramienta idónea para Tele patología, Digitalización y Archivado seguro de imágenes, Colaboraciones Académicas y Formación a estudiantes.


Las imágenes pueden quedar disponibles en un servidor local o en una nube del proveedor del usuario.

Software opcional: DSAConference, DSServer

Software EasyScan


Escaneado de diapositivas al alcance de un clic, con opción de elegir diferentes modos de escaneo personalizados.

El etiquetado de sus cristales por código de barras permite integrar su escaneo dentro de su workflow diario.



Software DS Assistant

El software dispone de una pestaña con la biblioteca digital de cristales virtuales (miniaturas e información básica de la imagen), y la pestaña para edición de diapositivas con varias herramientas como ajustes de imagen, anotaciones, mediciones, cifrado, compresión de imágenes, exportación de imágenes o herramienta de conferencia para discusiones grupales.



SKU: 1100300500438

Categories: Anatomía Patológica, Patología Digital