

Escáner manual de portas WSI Microvisioneer



Convierte su Microscopio en un escáner de portas que digitaliza preparaciones histológicas o de anatomía patológica. Con opción a compartir las imágenes, archivarlas o documentar informes.

Opción económica para digitalización de preparaciones histológicas o de anatomía patológica.

Optima para áreas de 10x10 mm.

Convierte su Microscopio en un escáner de portas que digitaliza imágenes de interés para compartir con colegas, archivarlas o acompañar documentación en informes.

La solución Microvisioneer Incluye

- Cámara Basler.
- Conexiones.

- Software “manual WSI”: software de escaneo y captura.
- Software “Insta Slide”: Licencia opcional de upgrade para uso compartido a tiempo real de imágenes.
- Ordenador No incluido.

Fácil Funcionamiento

<https://youtu.be/HnQRaYGnXJs?list=PLJzvEu5q6IHGvRjXvoTve6k1ji7nBfEul>

SKU: KIT-WSI-MICROVISIONEER

Categories: Anatomía Patológica, Patología Digital