

ESCÁNER MANUAL DE PORTAS WSI MICROVISIONEER




Convierte su Microscopio en un escáner de portas que digitaliza preparaciones histológicas o de anatomía patológica. Con opción a compartir las imágenes, archivarlas o documentar informes.

SKU: KIT-WSI-MICROVISIONEER

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Patología Digital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opción económica para digitalización de preparaciones histológicas o de anatomía patológica.

Optima para áreas de 10x10 mm.

Convierte su Microscopio en un escáner de portas que digitaliza imágenes de interés para compartir con colegas, archivarlas o acompañar documentación en informes.

La solución Microvisioneer Incluye

- Cámara Basler.
- Conexiones.
- Software “manual WSI”: software de escaneo y captura.
- Software “Insta Slide”: Licencia opcional de upgrade para uso compartido a tiempo real de imágenes.
- Ordenador No incluido.

Fácil Funcionamiento

<https://youtu.be/HnQRaYGnXJs?list=PLJzvEu5q6IHGvRjXvoTve6k1ji7nBfEuI>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Microscopios compatibles	Trinoculares con lentes PLAN o mejores
Modos de escaneo	Campo claro, campo oscuro, contraste de fase, polarización y aceite de inmersión
Cámaras compatibles	Basler, IDS, PointGrey, Lumenera, ImagingSource
Formato del archivo producido	TIFF, SVS, JPG, BMP, PNG
Compensación de Shading	Compensación Activa de shading/vignetting
Compensación de Flicker	Compensation activa para microscopios antiguos con fuente de luz parpadeante
Rasgo Freeze	Combine multiple scans de diferentes tejidos/portas en un único porta virtual
Presettings	Almacena y carga diversos aumentos y tinciones como métodos en memoria pre-cargados
Realineamiento	Semi-Automático, Automático