

Escáner test rápidos LF Reader



Escáner para drogas y otros test rápidos ACRO LF Reader™, para lectura rápida de casetes, tiras y paneles combo de varios parámetros en el mismo análisis. varilla medidora o panel cualitativo. Tiempo de lectura de menos de 10 segundos y capaz de medir muestras de orina, plasma, suero y sangre. Compatible con LIS.

Escáner para test rápidos ACRO LF Reader, uso mediante software compatible con Windows para leer casetes, varilla medidora o panel cualitativo. Con un tiempo de lectura de menos de 10 segundos y posibilidad de medir cualitativamente, cuantitativamente y semicuantitativamente muestras de orina, plasma, suero y sangre. Memoria interna de 8 GB y conexión para USB 2.0 e información de analitos por QR.

Dimensiones: 155 mm x 119mm x 111 mm

Temperatura de almacenamiento: -10°C a 60°C

Temperatura de funcionamiento: 15°C a 30°C

SKU: LF-READER01

Categories: Marcadores y proteínas, POCT