

Estufa refrigerada ST 4 Smart, 200 litros



Estufa refrigerada con programación de rampas y pantalla táctil digital avanzada para ensayos con control de temperatura por debajo de ambiente, tales como DBO,

estabilidad de medicamentos y cultivos de plantas o microorganismos a temperaturas no convencionales. Volumen: 200 litros.

Estufa refrigerada con programación de rampas y pantalla táctil digital avanzada para ensayos con control de temperatura por debajo de ambiente, tales como DBO, estabilidad de medicamentos y cultivos de plantas o microorganismos a temperaturas no convencionales.

Volumen 200 litros

Ventajas del controlador SMART

- Pantalla táctil de 4,3, nítida, en color
- Puertos LAN y USB para transferencia de datos
- Programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- Alarma visual y sonora
- Memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- Registro de eventos
- Manual de usuario para descarga directa
- Cambio rápido de los parámetros del programa
- Barra de alarma
- Operación con los guantes puestos

SKU: ST-4-Smart

Categories: Estufas, Instrumentación General