

ESTUFA REFRIGERADA ST 4 SMART, 200 LITROS



Estufa refrigerada con programación de rampas y pantalla táctil digital avanzada para ensayos con control de temperatura por debajo de ambiente, tales como DBO, estabilidad de medicamentos y cultivos de plantas o microorganismos a temperaturas no convencionales. Volumen: 200 litros.

SKU: ST-4-Smart

Categorías: [Estufas](#), [Instrumentación General](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estufa refrigerada con programación de rampas y pantalla táctil digital avanzada para ensayos con control de temperatura por debajo de ambiente, tales como DBO, estabilidad de medicamentos y cultivos de plantas o microorganismos a temperaturas no convencionales.

Volumen 200 litros

Ventajas del controlador SMART

- Pantalla táctil de 4,3, nítida, en color
- Puertos LAN y USB para transferencia de datos
- Programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- Alarma visual y sonora
- Memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- Registro de eventos
- Manual de usuario para descarga directa
- Cambio rápido de los parámetros del programa
- Barra de alarma
- Operación con los guantes puestos