

## Etiquetadora automática de tubos SARSTEDT™ HENm



Sistema automatizado para el almacenaje y etiquetado de tubos en procesos de extracción. Hasta 900 tubos/hora y 300 pacientes/hora.

Sistema automatizado para el almacenaje y etiquetado de tubos en procesos de extracción. HENm es la **única etiquetadora de tubos de vacío para sangre compatible con tubos SARSTEDT™**.

[embed][https://youtu.be/\\_\\_sdBW4bYGM](https://youtu.be/__sdBW4bYGM)[/embed]

Cuenta con una Pantalla LCD que facilita la verificación de estado, impresión directa de las etiquetas necesarias para aplicar a los tubos, y con etiquetas precisas impresas y adhesivadas con sólo pulsar un botón.

Tiene capacidad para servir **900 tubos por hora** y dar cobertura a **300 pacientes por hora**. Compatible con tubos BD, GREINER, VACUTEST, AMPULAB, INSEPACK, MEJORAR, SARSTEDT™

## Ventajas


- Previene accidentes médicos
- Reduce tiempos de espera para sus pacientes
- Reduce los costes
- Comodidad para su equipo
- Con imágenes mejoradas

HENm proporciona de forma automática al equipo médicos los elementos esenciales necesarios para realizar una extracción (tubos con etiquetas de muestras adjuntas, etiqueta adicional) basándose en la información de extracciones registradas en el Sistema de información del hospital (HIS).



Imprima información adicional para entrega al paciente, verifique la información del paciente mediante códigos de barras impresos en etiquetas o tubos adicionales.

Dispone de un Software de ayuda al personal médico para realizar la extracción y registrar los resultados sin errores.



**SKU:** HENm

**Categories:** Anatomía Patológica, Equipos de Histología y trazabilidad