

Etiquetadora centralizada de tubos de vacío



Modelo GNT29-BA-EOSBIO

Permite una producción media de 360 kits de paciente a la hora (sobre una media de 4 tubos por kit).

Permite introducir los tubos a granel y es capaz de generar Patient Kit con los tubos necesarios para cada paciente para máxima trazabilidad, o bien generar bandejas abiertas convencionales.

Modelo GNT29-BA-EOSBIO

Permite una producción media de 360 kits de paciente a la hora (sobre una media de 4 tubos por kit).

Permite introducir los tubos a granel y es capaz de generar Patient Kit con los tubos

necesarios para cada paciente para máxima trazabilidad, o bien generar bandejas abiertas convencionales.

GNT9™ es una etiquetadora de tubos para alto volumen de pacientes, con filosofía modular y con capacidad para convertirse en kiosco de recepción al hospital y gestor de colas.

Además GNT9 es capaz de generar los sets de paciente en un formato de máxima trazabilidad, el patient kit™, o bien generar bandejas abiertas convencionales.

GNT9™ es la única etiquetadora del mercado que acepta la introducción de tubos a granel en sus cajones, sin necesidad de dedicar tiempo y recursos a su colocación orientada.

GNT9™ tiene una producción media de 360 kits de paciente a la hora (sobre una media de 4 tubos por kit).

GNT9™ tiene un diseño básico de 4 cajones, ampliables a 8, 12 o 20.

GNT9™ dispone de una gran pantalla TFT táctil con software en español que permite visualizar el proceso de producción del patient-kit, así como el proceso de escaneo manual de volantes en su caso, o la introducción de los settings iniciales.

EL CONCEPTO PATIENT KIT

Los tubos etiquetados se producen bajo el concepto del **Patient-Kit™**, una bandeja sellada, personal y claramente identifica para un paciente, que hace imposible el error humano al manipular tubos no asignados a ese paciente. Las bandejas se pueden entregar por el lado paciente, o por el lado enfermera/o.

La etiqueta de cada tubo incluye:

1. Hora y Fecha del etiquetaje.
2. Número de lote de los tubos de vacío.
3. Fecha de Caducidad del lote de tubos.

Además Lab.E.L.™ puede imprimir en la etiqueta de cada tub la **Secuencia de Extracción de Sangre** o “secuencia de Flebotomía” o secuencia ordenada de extracción en la etiqueta de cada tubo según el estudio de la Joint Commission y las recomendaciones del CLSI.

Lab.E.L.™ genera el Patient-kit™ o Kit de Pacient, una bandeja sellada, individualizada y personal con los tubos etiquetados para cada paciente, incluyendo asimismo etiquetas extra para parámetros y tubos auxiliares. La etiqueta adherida al Patient Kit identifica claramente al pacient(nombre y apellidos) la fecha y la hora y todos aquellos otros datos que el Servicio considere de interés.

Patient-Kit tiene una etiqueta personalizable que puede incluir mensajes, alarmas o indicaciones sobre el proceso ulterior...”Dirijase a zona extracción” o condiciones especiales en la extracción del paciente

Puede incluir hasta dos códigos de barras; la del paciente, y la del procedimiento (p. ej.dos extracciones distintas en el día para el mismo paciente)

Puede incluir publicidad de un anunciante o patrocinador

Puede imprimir nombre del médico, o nombre del análisis, o número de la cama si se trata de pacientes en planta.

EL CONCEPTO KIOSCO

La función Kiosko brinda al paciente la posibilidad de llegar al sistema sin necesidad de pasar por la recepción.

Una vez aceptado por el médico general y teniendo la referencia médica electrónica, el paciente escanea su código de barras y, en el monitor, se muestra la solicitud de confirmación de identidad. También puede identificarse con su tarjeta sanitaria o con su DNI

Una vez recibido el recibo, el sistema produce automáticamente el Kit de paciente

personalizado.

El paciente, recoge el kit del paciente y va a la sala de espera, esperando su turno.

SKU: GNT29-BA-EOSBIO

Categories: Instrumentación, Preamanalítica