

Filtro celular Cell Strainer, estéril

66,97€ I.V.A. no incluido



Filtro celular Cell Strainer con capacidad para 40, 70 y 100 μm . Envasada individualmente y estéril.

Presentación: Caja 50 ud.

Filtro celular fabricado a partir de una malla de nylon fuerte con poros de malla espaciados uniformemente y resistentes.

Dispositivos estériles, rápidos y fáciles de usar para aislar células primarias y obtener de forma consistente una suspensión uniforme de células únicas de los tejidos.

Paquete único en una bolsa fácil de abrir para garantizar que no haya contaminación.

Impresión del número de lote para una trazabilidad de calidad.

Disponible en 3 tamaños de malla: 40 μm , 70 μm y 100 μm

3 colores diferentes en función del tamaño de la malla: azul, blanco y amarillo, para una fácil identificación.

Mejor uniformidad de las suspensiones de células individuales.

El labio extendido en uno de los laterales, permite el manejo aséptico del filtro con pinzas.

Diseñado para encajar perfectamente en un tubo cónico JET 50 ml.

Envasado individualmente, listo para usar, esterilizado por irradiación gamma.

Libre de DNasa y RNasa y apirógeno.

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología