

FILTRO CELULAR CELL STRAINER, ESTÉRIL

66,97€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Presentación 40 um (Azul), 70 um (Natural), 100 um (Amarillo)

Filtro celular Cell Strainer con capacidad para 40, 70 y 100 um. Envasada individualmente y estéril.



Presentación: Caja 50 ud.

SKU: N / A

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción Presentación
	CSS013070	66,97€ I.V.A. no incluido			70 um (Natural)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Presentación
	CSS013040	66,97€ I.V.A. no incluido				40 um (Azul)
	CSS013100	66,97€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			100 um (Amarillo)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro celular fabricado a partir de una malla de nylon fuerte con poros de malla espaciados uniformemente y resistentes.

Dispositivos estériles, rápidos y fáciles de usar para aislar células primarias y obtener de forma consistente una suspensión uniforme de células únicas de los tejidos.

Paquete único en una bolsa fácil de abrir para garantizar que no haya contaminación.

Impresión del número de lote para una trazabilidad de calidad.

Disponible en 3 tamaños de malla: 40 µm, 70 µm y 100 µm

3 colores diferentes en función del tamaño de la malla: azul, blanco y amarillo, para una fácil identificación.

Mejor uniformidad de las suspensiones de células individuales.

El labio extendido en uno de los laterales, permite el manejo aséptico del filtro con pinzas.

Diseñado para encajar perfectamente en un tubo cónico JET 50 ml.

Envasado individualmente, listo para usar, esterilizado por irradiación gamma.

Libre de DNasa y RNasa y apirógeno.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Presentación 40 um (Azul), 70 um (Natural), 100 um (Amarillo)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: Envasadas individualmente y servidas en caja de 50 ud.

Volumen: