

Filtro jeringa NYLON 0,45 um, estéril

45,75€ - 50,85€ Rango de precios: desde 45,75€ hasta 50,85€ I.V.A. no incluido



Filtro jeringa membrana NYLON con poro de 0,45 um, estéril y apirógeno, envasado individualmente

Filtro de jeringa membrana NYLON, útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc.

Tamaño de poro 0,45 um para clarificación o limpieza.

Disponible en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

El filtro NYLON se caracteriza por tener baja fijación a proteínas y por su aplicación en filtración de soluciones acuosas no agresivas y levemente orgánicas.

SKU: FNY402013

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología