

FILTRO JERINGA NYLON 0,45 UM, ESTÉRIL

45,75€ - 50,85€ Rango de precios: desde 45,75€ hasta 50,85€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 13 mm (100 ud), 30 mm (45 ud)

Filtro jeringa membrana NYLON con poro de 0,45 um, estéril y apirógeno, envasado individualmente

SKU: FNY402013

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	FNY402030	45,75€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			30 mm (45 ud)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	FNY402013	50,85€ I.V.A. no incluido				13 mm (100 ud)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro de jeringa membrana NYLON, útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc.

Tamaño de poro 0,45 um para clarificación o limpieza.

Disponible en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

El filtro NYLON se caracteriza por tener baja fijación a proteínas y por su aplicación en filtración de soluciones acuosas no agresivas y levemente orgánicas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 13 mm (100 ud), 30 mm (45 ud)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: Presentación en caja de 45 ó 100 ud. según referencia, envasadas individualmente

Volumen: