

# FILTRO JERINGA NYLON 0,45 UM, ESTÉRIL

45,75€ - 50,85€ I.V.A. no incluido



# INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades**13 mm (100 ud), 30 mm (45 ud)

Filtro jeringa membrana NYLON con poro de 0,45 um, estéril y apirógeno, envasado individualmente

**SKU:** FNY402013

Categorías: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología

# **VARIACIONES**

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	FNY402030	45,75€ ) I.V.A. no incluido	Sin existencias			30 mm (45 ud)



F
ľ

**Imagen** 

SKU Precio

Stock Status Stock Quantity Descri

Descripción Unidades

50,85€ NY402013 I.V.A. no incluido 13 mm (100 ud)

# **GALERÍA DE IMÁGENES**



#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Filtro de jeringa membrana NYLON, útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc.

Tamaño de poro 0,45 um para clarificación o limpieza.

Disponible en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

El filtro NYLON se caracteriza por tener baja fijación a proteinas y por su aplicación en filtración de soluciones acuosas no agresivas y levemente orgánicas.

### INFORMACIÓN ADICIONAL



**Unidades** 

13 mm (100 ud), 30 mm (45 ud)

# INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

# **PRESENTACIÓN**

Presentación: Presentación en caja de 45 ó 100 ud. según referencia, envasadas individualmente

Volumen: