

Filtro jeringa PES 0,22 um, estéril

34,36€ - 38,18€ Rango de precios: desde 34,36€ hasta 38,18€ I.V.A. no incluido



Filtro jeringa membrana PES (polietersulfona) con poro de 0,22 μ m, estéril y apirógeno, envasado individualmente

Filtro de jeringa membrana PES (polietersulfona), Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc.

Tamaño de poro 0,22 μ m para esterilización.

Disponible en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.

SKU: FPE204013

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología