

Filtro jeringa PES 0,45 um, estéril

35,35€ - 38,18€ Rango de precios: desde 35,35€ hasta 38,18€ I.V.A. no incluido



Filtro jeringa membrana PES (polietersulfona) con poro de 0,45 um, estéril y apirógeno, envasado individualmente

Filtro de jeringa membrana PES (polietersulfona), Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc.

Tamaño de poro 0,45 um para esterilización.

Disponible en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.

SKU: FPE404013

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología