

Filtro jeringa PTFE 0,22 um, estéril

34,36€ - 38,18€ Rango de precios: desde 34,36€ hasta 38,18€ I.V.A. no incluido



Filtro jeringa membrana PTFE con poro de 0,22 um, estéril y apirógeno, envasado individualmente

Filtro de jeringa con membrana PTFE, hidrofóbica con alta resistencia a la temperatura. Permite desgasificar y/o clarificar muestras acuosas. Se aplica en filtración de disolventes, ácidos fuertes y con disolventes alcalinos.

Tamaño de poro 0,22 um para esterilización.

Disponible en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

SKU: PTF205013

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología