

FILTRO JERINGA PTFE 0,22 UM, ESTÉRIL

43,60€ - 43,65€ Rango de precios: desde 43,60€ hasta 43,65€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 13 mm (100 ud), 30 mm (45 ud)


Filtro jeringa membrana PTFE con poro de 0,22 um, estéril y apirógeno, envasado individualmente

SKU: PTF205013

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PTF205030	43,65€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			30 mm (45 ud)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PTF205013	43,60€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			13 mm (100 ud)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro de jeringa con membrana PTFE, hidrofóbica con alta resistencia a la temperatura. Permite desgasificar y/o clarificar muestras acuosas. Se aplica en filtración de disolventes, ácidos fuertes y con disolventes alcalinos.

Tamaño de poro 0,22 um para esterilización.

Disponible en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 13 mm (100 ud), 30 mm (45 ud)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: Presentación en caja de 45 ó 100 ud. según referencia, envasadas individualmente

Volumen: