

Filtro jeringa PTFE 0,45 um, estéril

38,18€ - 46,35€ Rango de precios: desde 38,18€ hasta 46,35€ I.V.A. no incluido



Filtro jeringa membrana PTFE con poro de 0,45 um, estéril y apirógeno, envasado individualmente

Filtro de jeringa con membrana PTFE, hidrofóbica con alta resistencia a la temperatura. Permite desgasificar y/o clarificar muestras acuosas. Se aplica en filtración de disolventes, ácidos fuertes y con disolventes alcalinos.

Tamaño de poro 0,45 um para clarificación o limpieza.

Disponible en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

SKU: PTF405013

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología