

## FILTRO JERINGA PTFE 0,45 UM, ESTÉRIL

**38,18€ - 46,35€**Rango de precios: desde **38,18€** hasta **46,35€** I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 13 mm (100 ud), 30 mm (45 ud)

Filtro jeringa membrana PTFE con poro de 0,45 um, estéril y apirógeno, envasado individualmente

**SKU:** PTF405013

**Categorías:** [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PTF405030	46,35€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			30 mm (45 ud)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	PTF405013	38,18€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			13 mm (100 ud)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro de jeringa con membrana PTFE, hidrofóbica con alta resistencia a la temperatura. Permite desgasificar y/o clarificar muestras acuosas. Se aplica en filtración de disolventes, ácidos fuertes y con disolventes alcalinos.

Tamaño de poro 0,45 um para clarificación o limpieza.

Disponibles en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 13 mm (100 ud), 30 mm (45 ud)

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Descargar PDF

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: Presentación en caja de 45 ó 100 ud. según referencia, envasadas individualmente

Volumen: