

Filtro jeringa PVDF 0,22 um, estéril

38,18€ - 50,27€ Rango de precios: desde 38,18€ hasta 50,27€ I.V.A. no incluido



Filtro jeringa membrana PVDF (polivinilideno Fluoruro) con poro de 0,22 um, estéril y apirógeno, envasado individualmente.

Presentación: Caja 45 ud.

Filtro de jeringa membrana PVDF (polivinilideno Fluoruro) Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc.

Tamaño de poro 0,22 um para esterilización.

Disponible en diferentes diámetros de carcasa de 13 mm para volúmenes menores de 50 ml y de 30 mm para volúmenes menores de 100 ml.

Envase individual, estéril y apirógeno.

El filtro PVDF se usa habitualmente en aplicaciones universales para procedimientos analíticos, filtración química y filtración de bebidas.

SKU: FPV203013

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología