

FILTRO PARA PIPETA JETPIP, 0,45 UL

11,90€ I.V.A. no incluido



Filtro membrana hidrofóbica para pipeta Jetpip, 0,45 ul

SKU: SPA010045

Categorías: [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro membrana hidrofóbica para pipeteador Jetpip, 0,45 ul

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación: Presentado en caja de 5 ud

Unidades: 5 ud

Volumen: 0,45 ul