

FILTRO SUPERIOR PARA DISPOSITIVO DE FILTRACIÓN 0.22MM PVDF, ESTÉRIL

183,25€ I.V.A. no incluido



Filtro superior para cafetera de filtración con membrana de 0,22 µm PVDF. Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes de 1 litro.

Presentación: Caja de 24 ud.

SKU: FPV213000

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro superior para cafetera de filtración con membrana de 0,22 µm PVDF.

Su filtro de membrana PVDF es útil para aplicación universal en procedimientos analíticos, filtración química o filtración de bebidas.

Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes de 1000 ml.

Diseño de boca de botella amplia y de fácil acceso para un vertido eficiente y estable. Estéril y apirogéo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

PRESENTACIÓN

Presentación: Presentación en cajas de 24 unidades

Unidades: 1000 ml (ø91)