

Filtro superior para dispositivo de filtración 0.22µm PES, estéril

78,24€ - 183,22€ Rango de precios: desde 78,24€ hasta 183,22€
I.V.A. no incluido



Filtro superior para cafetera de filtración con membrana de 0,22 µm PES. Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes de 150 a 1000 µm

Filtro superior para cafetera de filtración con membrana de 0,22 um PES.

Su filtro PES (polietersulfona) es útil para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc. con una tasa de flujo más rápida que el PVDF.

Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes de 150 a 1000 ml.

Diseño de boca de botella amplia y de fácil acceso para un vertido eficiente y estable. Estéril y apirogéo.

SKU: FPE214150

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología