

Filtro superior para dispositivo de filtración 0.22µm PVDF, estéril

183,25€ I.V.A. no incluido



Filtro superior para cafetera de filtración con membrana de 0,22 µm PVDF. Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes de 1 litro.

Presentación: Caja de 24 ud.

Filtro superior para cafetera de filtración con membrana de 0,22 um PVDF.

Su filtro de membrana PVDF es útil para aplicación universal en procedimientos analíticos, filtración química o filtración de bebidas.

Perfecta para la separación y purificación de muestras de grandes volúmenes de 1000 ml.

Diseño de boca de botella amplia y de fácil acceso para un vertido eficiente y estable. Estéril y apirogéo.

SKU: FPV213000

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología