

Filtro superior para dispositivo de filtración 0.45µm PES, estéril

89,15€ I.V.A. no incluido



Filtro superior para cafetera de filtración con membrana de 0,45 µm PES, 250 ml.
Perfecta para la separación y purificación de muestras de 250 µm

Filtro superior para cafetera de filtración con membrana de 0,45 μm PES y 250 ml. Su filtro PES (polietersulfona) es útil para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc. con una tasa de flujo más rápida que el PVDF.

Perfecta para la separación y purificación de muestras de 250 μm . Consultar otras referencias de 150 a 1000 μm .

Diseño de boca de botella amplia y de fácil acceso para un vertido eficiente y estable. Esterilización gamma y apirógeno.

SKU: FPE414250

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología