

## FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CON SUPERFICIE TRATADA Y TAPÓN DE VENTEO, ESTÉRIL

92,35€ - 143,10€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 25 ml (200 ud), 250 ml (100 ud), 50 ml (200 ud), 600 ml (40 ud)



Frasco para Cultivo Celular superficie tratada con tapón de venteo, estéril, apirógeno y libre de DNASA/RNASA

**SKU:** TCF012250


**Categorías:** [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	TCF012025	115,65€ I.V.A. no incluido				25 ml (200 ud)
	TCF012250	143,10€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			250 ml (100 ud)
	TCF012050	131,20€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			50 ml (200 ud)
	TCF012600	92,35€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			600 ml (40 ud)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Botella para cultivo celular y tisular estéril, con superficie tratada y tapón de venteo.

Los matraces de cultivo celular y tisular son perfectos para el crecimiento de volumen de entrada pequeño y mediano. Disponible con diferentes áreas de crecimiento según volumen:

- 25 ml = 12.5 cm<sup>2</sup>
- 50 ml = 25 cm<sup>2</sup>
- 250 ml = 75 cm<sup>2</sup>
- 600 ml = 182 cm<sup>2</sup>

## Características

- La superficie del frasco de cultivo es plana y libre de estrías para maximizar el área de crecimiento.
- El innovador diseño de cuello en ángulo ofrece un buen acceso mediante pipetas y raspadores celulares.
- La forma de la base triangular superior y más ancha proporciona mayor estabilidad y gracias a la protuberancia en la parte posterior es apilable de forma fácil y segura.
- Dispone de un área cerca del cuello para escritura o marca.
- Graduado en ambos lados del matraz para mayor comodidad.
- Estéril por irradiación gamma.
- Libre de DNASA / RNASA y apirógeno.
- El envase incluye número de lote para mejor trazabilidad.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 25 ml (200 ud), 250 ml (100 ud), 50 ml (200 ud), 600 ml (40 ud)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF



Frasco para Cultivo Celular con superficie tratada y tapón de  
venteo, estéril

[https://www.akralab.es/producto/frasco-para-cultivo-celular-c  
on-superficie-tratada-y-tapon-de-venteo-esteril/](https://www.akralab.es/producto/frasco-para-cultivo-celular-con-superficie-tratada-y-tapon-de-venteo-esteril/)

## PRESENTACIÓN

Presentación: Envasadas en bolsa resellable en cajas según volumen:

- 25 y 50 ml: Bolsas de 10 ud en caja de 200 ud.
- 250 ml: Bolsas de 5 ud en caja de 100 ud.
- 600 ml: Bolsas de 5 ud en caja de 40 ud.

Volumen: