

Frasco para Cultivo Celular con superficie tratada y tapón estándar, estéril

82,07€ - 85,89€ Rango de precios: desde 82,07€ hasta 85,89€ I.V.A. no incluido



Frasco para Cultivo Celular superficie tratada con tapón estándar, estéril, apirógeno y libre de DNASA/RNASA

Botella para cultivo celular y tisular estéril, con tapón estándar.

Los matraces de cultivo celular y tisular son perfectos para el crecimiento de volumen de entrada pequeño y mediano.

Frasco con superficie tratada, disponible con 5 diferentes áreas de crecimiento de 12.5 cm², 25 cm², 75 cm², 182 cm², 300 cm².

La superficie del frasco de cultivo es plana y libre de estrías para maximizar el área de crecimiento.

El innovador diseño de cuello en ángulo ofrece un buen acceso mediante pipetas y raspadores celulares.

La forma de la base triangular superior y más ancha proporciona mayor estabilidad y gracias a la protuberancia en la parte posterior es apilable de forma fácil y segura.

Dispone de un área cerca del cuello para escritura o marca.

Graduado en ambos lados del matraz para mayor comodidad.

Estéril por irradiación gamma.

Libre de DNASA / RNASA y apirógeno.

El envase incluye número de lote para mejor trazabilidad.

SKU: TCF011050

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología