

FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CON SUPERFICIE TRATADA Y TAPÓN ESTÁNDAR, ESTÉRIL

82,07€ - 85,89€ Rango de precios: desde 82,07€ hasta 85,89€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Volumen [25 ml \(12,5 cm²\)](#), [50 ml \(25 cm²\)](#)


Frasco para Cultivo Celular superficie tratada con tapón estándar, estéril, apirógeno y libre de DNASA/RNASE

SKU: TCF011050


Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Volumen
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	---------

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Volumen
	TCF011025	82,07€ I.V.A. no incluido				25 ml (12,5 cm ²)
	TCF011050	85,89€ I.V.A. no incluido				50 ml (25 cm ²)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Botella para cultivo celular y tisular estéril, con tapón estándar.

Los matraces de cultivo celular y tisular son perfectos para el crecimiento de volumen de entrada pequeño y mediano.

Frasco con superficie tratada, disponible con 5 diferentes áreas de crecimiento de 12.5 cm², 25 cm², 75 cm², 182 cm², 300 cm².

La superficie del frasco de cultivo es plana y libre de estrías para maximizar el área de crecimiento.

El innovador diseño de cuello en ángulo ofrece un buen acceso mediante pipetas y raspadores celulares.

La forma de la base triangular superior y más ancha proporciona mayor estabilidad y gracias a la protuberancia en la parte posterior es apilable de forma fácil y segura.

Dispone de un área cerca del cuello para escritura o marca.

Graduado en ambos lados del matraz para mayor comodidad.

Estéril por irradiación gamma.

Libre de DNASA / RNASA y apirógeno.

El envase incluye número de lote para mejor trazabilidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Volumen [25 ml \(12,5 cm²\)](#), [50 ml \(25 cm²\)](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

[Descargar PDF](#)

PRESENTACIÓN

Presentación: Envasadas en bolsa resellable en cajas según volumen:

- 25 y 50 ml: Bolsas de 10 ud en caja de 200 ud.
- 250 ml: Bolsas de 5 ud en caja de 100 ud.
- 600 ml: Bolsas de 5 ud en caja de 40 ud.

Unidades: 50 ml (200 ud)

Volumen: 50 ml (25 cm²)