

Hisopo flocado nasal para uso individual o con medio transporte viral

46,39€ I.V.A. no incluido



Hisopo flocado de punta estrecha para uso Nasal (nasofaríngeo) con área de rotura para su uso con MTV (Medios de Transporte Viral en Tubo) o para uso individual. Presentación: Caja 100 ud envasado individual "peel-pack".

Hisopo flocado de punta estrecha para uso Nasal (nasofaríngeo) con área de rotura para su uso con MTV (Medios de Transporte Viral en Tubo) o para uso individual.

Características

- Envasado "peel-pack" individual.
- Estériles EO.
- Para un solo uso, no reutilizables, ni reesterilizables.
- Dimensiones: 152 mm x Ø2,5 mm y parte final Ø1 mm . Cabezal 20 mm x Ø3,2 mm. Del extremo hasta el inicio del cabezal: 132 mm.

SKU: 4703250NASAL

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología