

Histofix® Conservante para Histología en volumen formol

55,80€ - 108,00€ Rango de precios: desde 55,80€ hasta 108,00€
I.V.A. no incluido



Solución de Formaldehído al 3,7-4,0 % indicada para uso como fijador conservante

en anatomía patológica.

Disponible en diferentes volúmenes y presentaciones.

Solución de Formaldehído al 3,7-4,0 % indicada para uso como fijador conservante en anatomía patológica.

Se presenta en frascos de polipropileno de diferentes volúmenes con formaldehído dosificado para su rápida y cómoda utilización, que evitará cualquier engorrosa preparación preliminar.

La solución es neutra, tamponada con Fosfato Sódico a pH 7 y estabilizada con Metanol, evitando cualquier posible fenómeno de oxidación y favoreciendo así una mayor conservación de la muestra a procesar.

La perfecta hermeticidad del frasco proporciona una alta estabilidad a la muestra. Su base estriada facilita su manipulación con guantes evitando que el frasco resbale accidentalmente.

Cumple con los requisitos del marcado CE prescrito para los productos.

Principales Ventajas:

Comodidad: Frasco transparente con Histofix® Conservante listo para su uso.

Etiqueta con toda la información necesaria sobre el producto.

Seguridad: No necesita manipulación, desaparecen los problemas asociados a la toxicidad del producto. Se evita cualquier derrame gracias al excelente diseño hermético de los frascos contenedores.

Calidad: La alta calidad y estabilidad de nuestro Formaldehído le permitirá conseguir una fijación efectiva y reproducible.

Variedad en los formatos: Disponible en 13 diferentes presentaciones, que permiten al usuario escoger la más adecuada para sus muestras.

SKU: 256462.0905

Categories: Anatomía Patológica, Reactivos

Tags: conservación histológica, conservante Histofix en volumen formol, histofix

para histología