


HISTOFIX® DESCALCIFICADOR 3



Descalcificador rápido para tejidos ya fijados

SKU: 256237.1211

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Reactivos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los descalcificadores Histofix® son soluciones preparadas listas para usar, aportando una mayor seguridad al usuario al minimizar los riesgos de manipulación de sustancias peligrosas. Reactivo para uso en el proceso de preparación de muestras para la observación en microscopio.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

PRESENTACIÓN

Presentación: Los descalcificadores Histofix® son soluciones preparadas listas para usar, aportando una mayor seguridad al usuario al minimizar los riesgos de manipulación de sustancias peligrosas. El Descalcificador 3 es un reactivo rápido para tejidos ya fijados, para uso en el proceso de preparación de muestras para la observación en microscopio.

Unidades: 1 L