

HISTOFIX® DESCALCIFICADOR DE MÉDULA PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

401,50€ I.V.A. no incluido



Pack Histofix® descalcificador de médula para diagnóstico clínico compuesto por 3x100 ml Solución A fijadora y 3x100 ml Solución B descalcificadora (contiene EDTA)

SKU: 256284.0922

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Reactivos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack Histofix® descalcificador de médula para diagnóstico clínico compuesto por 3x100 ml Solución A fijadora y 3x100 ml Solución B descalcificadora (contiene EDTA)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:



PRESENTACIÓN

Presentación:

Unidades: 1 Pack