

HISTOFIX® DESCALCIFICADOR DE MÉDULA PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO



Pack Histofix® descalcificador de médula para diagnóstico clínico compuesto por 3x100 ml Solución A fijadora y 3x100 ml Solución B descalcificadora (contiene EDTA)

SKU: 256284.0922

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Reactivos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack Histofix® descalcificador de médula para diagnóstico clínico compuesto por 3x100 ml Solución A fijadora y 3x100 ml Solución B descalcificadora (contiene EDTA)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

PRESENTACIÓN

Presentación:



akralab
one point, all solutions.

Unidades: 1 Pack

Histofix® descalcificador de médula para diagnóstico clínico
<https://www.akralab.es/producto/histofix-descalcificador-de-medula-para-diagnostico-clinico/>