

HISTOGEN, FORMALDEHÍDO TAMPONADO AL 10% PRE-DISPENSADO

63,52€ - 210,50€ Rango de precios: desde 63,52€ hasta 210,50€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Volumen

[60 ml \(243 ud\)](#), [1000 ml \(16 ud\)](#), [125 ml \(102 ud\)](#), [180 ml \(70 ud\)](#), [250 ml \(69 ud\)](#), [2500 ml \(12 ud\)](#), [350 ml \(36 ud\)](#), [40 ml \(300 ud\)](#), [500 ml \(24 ud\)](#), [5000 ml \(8 ud\)](#)

Contenedor pre-dispensado con formaldehído tamponado al 10% para fijación y envío de muestras. Volúmenes de contenedor disponibles: desde 40 ml, hasta 5 Litros.

SKU: N / A

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Reactivos](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Volumen
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	---------

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Volumen
	153280560003	106,08€ I.V.A. no incluido				40 ml (300 ud)
	153280560102	96,05€ I.V.A. no incluido				60 ml (243 ud)
	153280560110	98,85€ I.V.A. no incluido				125 ml (102 ud)
	153280560034	79,92€ I.V.A. no incluido				180 ml (70 ud)
	153280560045	210,50€ I.V.A. no incluido				250 ml (69 ud)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Volumen
	153280560052	134,80€ I.V.A. no incluido				350 ml (36 ud)
	153280560060	105,99€ I.V.A. no incluido				500 ml (24 ud)
	153280560078	103,92€ I.V.A. no incluido				1000 ml (16 ud)
	153280560086	89,20€ I.V.A. no incluido				2500 ml (12 ud)
	153280560094	63,52€ I.V.A. no incluido				5000 ml (8 ud)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor pre-dispensado con formaldehído tamponado al 10% para fijación y envío de muestras.

Contenedor de la más alta calidad, con sistema de cierre a rosca para prevenir derramamientos del contenido. Pre-dispensado, con la cantidad de formaldehído tamponado al 10% necesario para la fijación de muestras histológicas de un modo cómodo, seguro para el usuario y en un solo paso.

Volúmenes de contenedor disponibles: desde 40 ml, hasta 5 Litros.

Material / Composición

- Contenedor: plástico transparente con tapón a rosca y etiqueta con espacio para la identificación del paciente.
- Solución tamponada de formaldehído al 10% v/v (4% p/v)

Dimensiones contenedor y Volumen formol

- Contenedor con capacidad desde 40 ml hasta 5 litros.
- Volumen formol: desde 20 ml de formol tamponado, hasta 2,5 litros.

	Volumen contenedor	Volumen de líquido sobre llenado total	% sobre el llenado total	Volumen de Formaldehido	% Formaldehido sobre líquido
Histogen 40	40 ml	20 ml	50%	20 ml	10%
Histogen 60	60 ml	30 ml	50%	30 ml	10%
Histogen 125	125 ml	62 ml	50%	62 ml	10%
Histogen 180	180 ml	90 ml	50%	90 ml	10%
Histogen 250	250 ml	125 ml	50%	125 ml	10%
Histogen 350	350 ml	175 ml	50%	175 ml	10%
Histogen 500	500 ml	250 ml	50%	250 ml	10%
Histogen 1.000	1000 ml	500 ml	50%	500 ml	10%
Histogen 2.500	2500 ml	1250 ml	50%	1250 ml	10%
Histogen 5.000	5000 ml	2500 ml	50%	2500 ml	10%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Volumen

[60 ml \(243 ud\)](#), [1000 ml \(16 ud\)](#), [125 ml \(102 ud\)](#), [180 ml \(70 ud\)](#), [250 ml \(69 ud\)](#), [2500 ml \(12 ud\)](#), [350 ml \(36 ud\)](#), [40 ml \(300 ud\)](#), [500 ml \(24 ud\)](#), [5000 ml \(8 ud\)](#)



akralab
one point, all solutions.

HISTOGEN, formaldehído tamponado al 10% pre-dispensado
<https://www.akralab.es/producto/histogen-formaldehido-tamponado-al-10-pre-dispensado/>