

IMPRESORA DE CASSETTES TÉRMICA TB403



Imprime por tecnología térmica textos, símbolos, gráficos o códigos QR sobre la superficie de los cassettes de tejidos para Histología. 1 hopper con capacidad para 75 cassettes. Velocidad: 6.1 segundos/ud.

SKU: TB403

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Equipos de Histología y trazabilidad](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La impresora de cassette TB403 imprime por tecnología térmica textos, símbolos, gráficos o códigos QR sobre la superficie de los casetes de tejidos para Histología. Obtenga como resultado una impresión clara de sus cassettes, anticorrosiva, resistente a altas y bajas temperaturas que perdurará por mucho tiempo.

Es una impresora económica y compacta con 1 hopper. Compatibilidad total con los cassettes del mercado.

Características

- Dispone de pantalla de 8 pulgadas a todo color para hacer más fácil la operación.
- Trabajo autónomo con ordenador incorporado.
- Conectable con equipos remotos y con LIS e HIS.
- Imprima pequeños lotes bajo demanda en función de su necesidad diaria.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad de carga: Ranura única para 75 cassetes.
- Velocidad de impresión: menos de 6,1 sg/pieza.
- Precisión impresión: 300 ppp.
- Salida automática en cola.
- Grado de toxicidad: Segura