

Impresora de Portaobjetos ESPO™



Impresora para marcado de portaobjetos con capacidad de impresión de hasta 200 portas y con dosificador frontal de para 25 portaobjetos terminados.

ESPO™ es la única Impresora de portaobjetos del mercado capaz de imprimir en alta calidad en dos formatos:

- Impresión frontal manual de portaobjetos con muestra/biopsia usados como control positivo (IHC positive control).
- Impresión convencional automática sobre portaobjetos precargados.

ESPO™ es una impresora de tinta con componentes electrónicos y estructurales de alta calidad de origen japonés. Dispone de capacidad para un cargador doble integrado de 2x100 portaobjetos y un dosificador frontal de porta impreso con capacidad para alojar 25 unidades de porta terminado.

Impresión en muy alta calidad de códigos bidimensionales y caracteres alfanuméricos en alta resolución(600 dpi) y a muy alta velocidad (1 casete / 5 segundos).

Conectable a LIS/LIMS bi-direccional. Software integrado y pantalla táctil a color de alta calidad para manejo de cargador manual frontal.

Especificaciones

Dimensiones	120x240x250mm
Peso	10Kg
Caracteres	Alfanumérico, Código de barras: lineal, bidimensional, códigos ASCII
Código de barras 2D, máx. nº caracteres	Hasta 50
Número de Cargadores	2x100
Productividad	1080 portas/hora
Velocidad	18 portas/minuto

SKU: ESPO01

Categories: Anatomía Patológica, Equipos de Histología y trazabilidad