

Kit Alérgeno Easy para Caseína



Test rápido por inmunocromatografía lateral, para detección de residuos de proteínas de carácter alérgico en alimentos procesados, agua o superficies.

Test rápido por inmunocromatografía lateral, para detección de residuos de proteínas de carácter alérgico en alimentos procesados, agua o superficies.

El mecanismo es muy sencillo pues usa una solución de extracción sobre la muestra sólida tras una extracción en baño maría por 10 minutos. Solo es necesario diluir 1:10 y la dilución se pipetea sobre el casete de inmunocromatografía para visualizar el resultado.

El resultado es cualitativo, y cualquier resultado por encima del límite de detección se visualizará claramente como una banda de reacción coloreada. Ausencia de banda coloreada indica ausencia del alérgeno.

Especificaciones técnicas

- Proteína detectada Caseína

- Límite de Detección 5ug/ml (Proteína total en Leche)



SKU: M2242

Categories: Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias, Test Rápidos