

## KIT ALLERQUANT IGG ELISA PARA 90 ALIMENTOS MEDITERRÁNEOS

280,00€ I.V.A. no incluido



El kit de ELISA específico para alérgenos alimentarios de Biomerica es un ensayo de 1 hora y 40 minutos destinado para el análisis cuantitativo in vitro de anticuerpos IgG contra alérgenos de 90 alimentos mediterráneos, en suero humano.

---

**SKU:** E-170

**Categorías:** [Marcadores de alergias / Autoinmunidad / Intolerancias](#), [Test Rápidos](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El kit de ELISA específico para alérgenos alimentarios de Biomerica es un ensayo de 1 hora y 40 minutos destinado para el análisis cuantitativo in vitro de anticuerpos IgG contra alérgenos alimentarios en suero humano. La prueba requiere una curva de calibración de 4 puntos, y solo 100 ul de suero del paciente para probar simultáneamente 90 alimentos mediterráneos, en un máximo de 3 pacientes.

Los valores obtenidos siempre deben correlacionarse con la presentación clínica, ya que la elevación

de un cierto anticuerpo específico de alimentos por sí mismo no lo hace necesariamente significativo de enfermedad. El kit se puede usar para ayudar a diagnosticar la intolerancia alimentaria oculta, así como desarrollar dietas de eliminación que, junto con otras clínicas, ayude en el tratamiento del intestino irritable, Síndrome (SII) y otras enfermedades causadas por los alimentos como intolerancia o alergias. Este kit no proporciona información sobre alergias mediadas por IgE.

## [Ver Catálogo del Kit Allerquant](#)

### **Características y beneficios**

\* Sensibilidad: 0.88 U / ml

\* Rango normal: 0-50 U / ml \*

Precisión:

- Inter-ensayo: 18 - 38%

- Intra-ensayo: 10 - 16%