

Kit qPCR para diagnóstico de ARN de Hepatitis C



Kit para el diagnóstico de ARN del HCV, por PCR cuantitativa en tiempo real.
Presentación: 24 ud.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El kit de diagnóstico cuantitativo por fluorescencia del ARN del virus de la hepatitis C (HCV) es una prueba de amplificación de ácido nucleico in vitro para la cuantificación del ARN del HCV en suero o plasma humano por PCR en tiempo real.

Está diseñado para usarse como ayuda en el diagnóstico de una infección por HCV y para observar la eficacia del fármaco. La hepatitis C es causada principalmente por la infección por el HCV y se transmite a través de la sangre. La infección crónica por HCV puede provocar inflamación crónica del hígado y fibrosis, y algunos pacientes pueden desarrollar cirrosis hepática, incluso carcinoma hepatocelular (CHC). Tiene enormes daños en la salud y la calidad de vida de los pacientes, y se ha convertido en un grave problema social y de salud pública.

Compatible con otras plataformas PCR convencionales, como [SLAN96](#) ó [MA6000](#).
Consulte compatibilidad con su equipo PCR

Parámetros

Características del producto

Tipo de muestra

Plataforma de Extracción

Genotipo

Control interno

Instrumento PCR

Sensibilidad

rango lineal

Especificaciones.

Parámetro

suero o plasma

Tecnología avanzada de perlas magnéticas

Genotipo VHC 1-6

partículas de lentivirus

ABI 7500, SLAN-96P, QuantStudio 3/5, Roche
Light Cycler 480

12 UI/mL

25—1.0E+08 UI/mL

24T

SKU: SAN-HCV

Categories: Diagnóstico Molecular, Kits qPCR