

Kit qPCR para detección de HIV-1



Kit para el diagnóstico de ARN del HIV-1, por PCR cuantitativa en tiempo real.
Presentación: 24 ó 48 ud.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Prueba de amplificación de ácido nucleico in vitro para la detección y cuantificación del ARN del HIV en suero o plasma humano. Perfecto para uso como ayuda en el diagnóstico de HIV tipo 1.

Compatible con otras plataformas PCR convencionales, como [SLAN96](#) ó [MA6000](#).
Consulte compatibilidad con su equipo PCR

Certificación CE-IVD (Lista A)

Parámetros

Product features	Parameter
Specimen Type	serum or plasma
Extraction Platform	Advanced magnetic beads technology
PCR Instrument	ABI 7500,SLAN-96P,QuantStudio 3/5,Roche Light Cyclor 480
Spec.	24 / 48T

SKU: SAN-HIV-1

Categories: Diagnóstico Molecular, Kits qPCR