

Kit qPCR para virus papiloma humano (Tipos 6 y 11)



Kits qPCR para detección de virus del papiloma humano (Tipos 6 y 11) mediante frotis cervical. Compatible con plataformas convencionales de PCR; sin extracción

previa de ácidos nucleicos.

Caja: 48 tests.

SÓLO PARA USO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO POR PROFESIONALES

El kit de diagnóstico es una prueba de amplificación del ácido nucleico in vitro para la detección ADN del virus del papiloma humano (HPV, por sus siglas en inglés) (tipos 6 y 11) de bajo riesgo en las secreciones del tracto reproductor. Su uso se prevé como una ayuda en el diagnóstico de una infección HPV (Tipos 6 y 11) y en pacientes con sospecha clínica de verrugas genitales.

Compatible con plataformas qPCR como [Iponatic](#), [MA-6000](#) o [SLAN-96P](#), además de para otras plataformas convencionales que cuenten con canales de detección FAM, ROX, VIC/HEX y Cy5.

SKU: S3017E

Categories: Diagnóstico Molecular, Kits qPCR