

KIT DE RECOGIDA DE SALIVA



COLECTOR DE SALIVA

Idóneo para el nuevo sistema de detección de COVID por enjuague bucofaríngeo.

SKU: 2118-1702

Categorías: [Microbiología](#), [Recogida y transporte de muestras](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COLECTOR DE SALIVA

Incluye embudo colector de saliva, tubo de transporte de 5ml con conservante.

Idóneo para el nuevo sistema de detección de COVID por enjuague bucofaríngeo.

Presentación: 50 unidades.