

Lector de Test Rápidos LF Reader Plus



Lector para test rápidos para casetes y tiras de análisis cualitativo, semicuantitativo y cuantitativo. Proporciona resultados digitales para pruebas rápidas de diagnóstico in vitro, incluyendo marcadores de fertilidad, enfermedades infecciosas, drogas de abuso, marcadores tumorales y marcadores cardíacos entre otros.

El lector de test rápidos LF Reader Plus está diseñado para proporcionar resultados digitales para casetes de diagnóstico in vitro, incluidos marcadores de fertilidad, enfermedades infecciosas, drogas de abuso, marcadores tumorales y marcadores cardíacos entre otros. Este lector se puede usar para análisis cualitativo, semicuantitativo y cuantitativo.

El lector de test rápidos utiliza una cámara de alta resolución para capturar imágenes de la tira reactiva y los algoritmos del software determinan automáticamente los resultados de la prueba y los muestra en la pantalla táctil.

Los resultados se pueden imprimir utilizando la impresora térmica incorporada. Su alta precisión y velocidad hace que pueda usarse tanto en los laboratorios centrales de instituciones médicas como en departamentos clínicos ambulatorios o servicios de emergencias.

Características

- Principio: imagen óptica y procesamiento de imagen
- Muestra: Orina
- Certificado: CE
- Tiempo de lectura: determinado por la prueba

Especificaciones Técnicas

Principio	Imagen óptica y procesamiento de imagen
-----------	---

Velocidad de prueba	5 segundos
Memoria de datos	más de 3000 resultados
Medidas	cualitativa, semicuantitativa y cuantitativa
Impresora	impresora térmica incorporada para impresión instantánea
Conectividad	puerto LAN y 4 puertos USB
Peso	menos de 1,5 Kg
Dimensiones (L/An/Al)	221*215*165 mm
Compatibilidad	LIS, HIS

SKU: ATR-300

Categories: Lectores de tiras de orina, POCT